

**EN** The Bigfoot Half Step is designed to assist people who are unsteady on their feet to achieve a more secure transfer. Do not use the step in slippery conditions, for example if covered in ice. If fitting the Security Fixing kit please refer to the installation guide on the other side of the page.

**1.** Screw the feet in to the Adjustable Legs. Position the Half-Step alongside the building entrance or threshold. The longest side of the step should be pushed up against the entrance or other static surface. **2.** If necessary adjust the height of the step by screwing the supplied extender legs into the step. Fine adjustment to level the step is done by adjusting the feet using the supplied spanner. This will enable a sound and level step to be set. **3.** Before use check the step is secure. **4.** Tread centrally onto the step surface avoiding stepping onto the corners or along the edges of the step, do not lean backwards as this is less stable for the user. **5.** The Half-Step and the ground the step is placed on must be kept clean to avoid slippage. The step can be cleaned using any all-purpose, household cleaner not containing bleach.

**FR** L'étape Half Bigfoot est conçu pour aider les gens qui sont instables sur leurs pieds pour obtenir un transfert plus sûr. Ne pas utiliser l'étape dans des conditions glissantes, par exemple si elle est couverte de glace. Si le montage du kit de fixation de sécurité s'il vous plaît se référer au guide d'installation de l'autre côté de la page. **1.** Visser les pieds dans les jambes réglables. Placez le demi-pas à côté de l'entrée du bâtiment ou de seuil. Le côté le plus long de l'étape doit être poussé contre la surface d'entrée ou autre statique. **2.** Si nécessaire, réglez la hauteur de la marche en vissant les rallonges fournies à la marche. Le réglage précis pour niveler la marche est effectué en ajustant les pieds à l'aide de la clé fournie. Cela permettra de définir un son et un niveau. **3.** Avant l'utilisation vérifiez l'étape est sécurisée. **4.** La bande de roulement centrale sur la surface en évitant l'étape de monter sur les coins ou le long des bords de l'étape, ne pas se pencher en arrière comme cela est moins stable pour l'utilisateur. **5.** La demi-pas et le sol de l'étape est placée sur doit être maintenu propre pour éviter tout dérapage. L'étape peut être nettoyé avec un nettoyant tout usage domestique, ne contenant pas de javel.

**DE** Die Bigfoot Half Step wurde entwickelt, um Menschen, die unsicher auf den Beinen, um eine sichere Übertragung zu erreichen, sind zu unterstützen. Verwenden Sie nicht den Schritt in rutschigen Bedingungen, wenn zum Beispiel mit Eis bedeckt. Falls die Montage des Sicherheits-Befestigungsset entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung auf der anderen Seite der Seite. **1.** Schrauben Sie die Füße in den verstellbaren Beinen. Positionieren Sie den Half-Step neben dem Hauseingang oder Schwelle. Die längste Seite der Stufe sollte gegen den Eintritt oder eine andere statische Oberfläche gedrückt werden. **2.** Passen Sie gegebenenfalls die Höhe der Stufe an, indem Sie die mitgelieferten Verlängerungsbeine in die Stufe einschrauben. Die Feineinstellung zur Einstellung der Stufe erfolgt durch Einstellen der Füße mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel. Dies ermöglicht die Einstellung einer Klang- und Pegelstufe. **3.** Vor dem Gebrauch überprüfen Sie die Schritt ist sicher. **4.** Lauffläche mittig auf die Trittfäche Vermeidung Schrittmotor auf den Ecken oder entlang der Ränder der Schritt, nicht nach hinten lehnen, da dies weniger stabil für den Benutzer. **5.** The Half-Step und der Boden der Schritt platziert wird müssen sauber gehalten, um ein Verrutschen zu vermeiden. Der Schritt kann bei Bedarf mit einer Allzweck-Haushaltsreiniger nicht mit Bleichmittel werden.

**ES** El Paso Media Bigfoot está diseñado para ayudar a las personas que son inestables en sus pies para lograr una transferencia más seguro. No utilice el paso en condiciones resbaladizas, por ejemplo si está cubierto de hielo. Si el montaje del kit de fijación de seguridad, consulte la guía de instalación en el otro lado de la página. **1.** Atornille las patas en las patas regulables. Coloque el medio paso al lado de la entrada del edificio o umbral. El lado más largo de la etapa debe ser empujado hacia arriba contra la entrada o de la superficie estática otro. **2.** Si es necesario, ajuste la altura del escalón atornillando las patas de extensión suministradas en el escalón. El ajuste fino para nivelar el paso se realiza ajustando los pies con la llave inglesa suministrada. Esto permitirá configurar un paso de sonido y nivel **3.** Antes del uso compruebe el paso sea seguro. **4.** Rodadura centralmente sobre la superficie de paso evitando pisar en las esquinas o en los bordes de la etapa, no se incline hacia atrás, ya que es menos estable para el usuario. **5.** The Half-Step y el suelo se coloca en el paso debe mantenerse limpio para evitar el deslizamiento. El paso se puede emplear para la limpieza de uso múltiple, limpiador doméstico no contiene cloro.


**DK** Bigfoot Half Step er designet til at hjælpe folk, der er usikre på fødderne til at opnå en mere sikker overførsel. Brug ikke trin i glat føre, for eksempel hvis dækket af is. Hvis montering af Security Fixing kit henvises til installationsguiden på den anden side af hjemmesiden. **1.** Skru fødderne i de justerbare ben. Placer Half-Step langs bygningens indgang eller tærskel. Den længste side af trinnet skal skubbes op mod indgangen eller anden statisk overflade. **2.** Juster trinets højde ved at skrue de medfølgende forlængelsesben ind i trinnet. Finjustering til niveau trin er gjort ved at justere fødderne med den medfølgende nøgle. Dette gør det muligt at indstille et lyd og niveau trin. **3.** Før brug kontrolleres skridt er sikker. **4.** Slidbane centralt på trinnets overflade undgå bevæge sig ud på hjørnerne eller langs kanten af trinnet, ikke læn da dette er mindre stabil for brugeren. **5.** The Half-Step og jorden trinnet er placeret på, skal holdes rene for at undgå skred. Trinnet kan rengøres ved hjælp af en all-purpose, rengøringsmiddel som ikke indeholder blegemiddel.

**PT** O passo metade Bigfoot é projetado para ajudar as pessoas que estão instável em seus pés para conseguir uma transferência mais segura. Não use o passo em condições escorregadias, por exemplo, se coberto de gelo. Se a montagem do kit de fixação de segurança, consulte o guia de instalação do outro lado da página. **1.** Aparafuse os pés no para os pés reguláveis. Posicione o meio-passo ao lado da entrada do edifício ou limite. O lado mais longo da etapa deve ser empurrada contra a entrada ou superfície estática outro. **2.** Se necessário, ajuste a altura do degrau enroscando as pernas extensoras fornecidas no degrau. Ajuste fino para nivelar a etapa é feito ajustando os pés usando a chave inglesa fornecida. Isso permitirá que uma etapa de som e nível seja definida. **3.** Antes de usar verifique o passo é segura. **4.** Tread centralmente sobre a superfície de pisar passo evitando os cantos ou ao longo das arestas da etapa, não se incline para trás, isto é menos estável para o utilizador. **5.** O meio-passo eo chão a etapa é colocado no devem ser mantidos limpos para evitar derrapagens. O passo pode ser feita usando qualquer um para todos os fins produto de limpeza, que não contenham lixívia.

**NL** De Bigfoot half step is ontworpen voor mensen die wankel op hun voeten om een veilige overdracht te bereiken helpen. Gebruik de stap in gladde omstandigheden, bijvoorbeeld als bedekt met ijs. Als het aanbrengen van de veiligheidsraad bevestigingsset vindt u in de installatiehandleiding aan de andere kant van de pagina. **1.** Schroef de voetjes in de verstelbare poten. Plaats de half-step langs het gebouw ingang of drempel. De langste zijde van de treden worden geduwd tegen de deur of andere vaste oppervlak. **2.** Pas zo nodig de hoogte van de stap aan door de meegeleverde verlengstukken in de trede te schroeven. Fijnafstelling om de stap waterpas te stellen, wordt gedaan door de poten aan te passen met behulp van de bijgeleverde sleutel. Hiermee kunt u een geluids- en niveau-stap instellen. **3.** Voor het inchecken gebruik maken van de stap is veilig. **4.** Loopvlak centraal op de stap oppervlak vermijden stappen op de hoeken of langs de randen van de trede, niet achteruit leunen, omdat dit minder stabiel voor de gebruiker. **5.** De half-step en de grond de stap is geplaatst op moeten schoon worden gehouden om verschuiven te voorkomen. De stap kan worden gereinigd met behulp van een voor alle doeleinden, huishoudelijk schoonmaakmiddel zonder bleekmiddel.

**GR** Η Πρίμα Βήμα Half έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους που είναι ασταθείς στα πόδια τους για να επιτευχθεί μια πιο ασφαλή μεταφορά. Μην χρησιμοποιείτε το βήμα σε ολισθηρές συνθήκες, για παράδειγμα, αν καλύπτεται από πάγο. Αν την τοποθέτηση του κιτ στερέωσης ασφαλείας, ανατρέξτε στον οδηγό εγκατάστασης, από την άλλη πλευρά της σελίδας. **1.** Βιδώστε τα πόδια για να τα ρυθμιζόμενα πόδια. Τοποθετήστε το Half-βήμα μαζί με την είσοδο του κτιρίου ή όροφο. Η μακρύτερη πλευρά του σταδίου θα πρέπει να θείται επάνω ενάντια στην είσοδο ή άλλη στατική επιφάνεια. **2.** Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε το ύψος του βήματος βιδώνοντας τα παρεχόμενα σκέλη αραιώσης στο βήμα. Η λεπτή ρύθμιση για τη ρύθμιση του βήματος γίνεται με τη ρύθμιση των ποδιών χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί. Αυτό θα επιτρέψει τη ρύθμιση ενός βήματος ήχου και επιτέλου. **3.** Πριν από τη χρήση ελέγχετε το βήμα είναι ασφαλής. **4.** Πέλμα κεντρικά επάνω από την επιφάνεια αποφεύγοντας βαθμιδώτος επάνω στις γωνίες ή κατά μήκος των ακμών του σταδίου, δεν κλίνει προς τα πίσω, όπως αυτό είναι λιγότερο σταθερό για το χρήστη. **5.** Το Half-Step και το έδαφος το βήμα τοποθετείται πρέπει να διατηρούνται καθαρά για να αποφευχθεί η ολίσθηση. Το βήμα μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε για όλες τις χρήσεις, οικιακό καθαριστικό που δεν περιέχει λευκαντικό.

# BIGFOOT HALF STEP



## USER GUIDE

EN FR DE ES DK PT NL GR

**⚠ PLEASE NOTE:** Support handles are for support only and not load bearing to the same weight as the step

**⚠ Maximum User Weight:**

Poids maximum de l'utilisateur:

Maximales Benutzergewicht:

Peso máximo del usuario:

Maks. brugervægt:

Peso máximo de uso:

Maximumgewicht van gebruiker:

Ανώτατο όριο βάρους του χρήστη:

MAX  
220 kg  
485 lbs

**ℹ Part number:**

L'article No.

Teile-Nr.

Nº de pieza:

Del nr.

Peça nº

Onderdeelnr.

Αρ. Ανταλλακτικού




Trent Lane, Castle Donington,  
Derby, DE74 2AT, England.  
enquiries@gordonellis.co.uk  
gordonellis.com  
TEL: +44 (0)1332 810504

MADE IN THE UK




## ❶ Instructions

### Step - Feet & Extending Feet




❶ 90 mm - 110 mm  
(3.5" - 4.25")



❶ 110 mm - 155 mm  
(4.25" - 6.1")



### Security Fixing Kit



1. Fit the angled bar (**B**) onto the foot, screw the nut (**C**) tightly against it.

2. Refit the feet to the step ensuring the nut (**A**) is tight against the Step, or base of the Extending Leg (if using).

Please read these instructions, along with the instructions on the reverse.



**⚠ PLEASE NOTE:** Ensure the Step is stable **before** use.

**⚠** Periodically check and tighten all nuts or other fixings as required

**EN** The angled bars (**B**) should be fitted to diagonally opposite corners. At least 15 mm of thread must remain inside the adjusting leg for safe use.

**FR** Les barres inclinées (**B**) doivent être installées dans les coins opposés en diagonale. Un filetage d'au moins 15 mm doit rester à l'intérieur du pied de réglage pour une utilisation en toute sécurité.

**DE** Die abgewinkelten Stangen (**B**) sollten an diagonal gegenüberliegenden Ecken angebracht werden. Zur sicheren Verwendung müssen mindestens 15 mm Gewinde im Stellbein bleiben.

**ES** Las barras en ángulo (**B**) deben instalarse en esquinas diagonalmente opuestas. Al menos 15 mm de hilo deben permanecer dentro de la pata de ajuste para un uso seguro.

**PT** As barras inclinadas (**B**) devem ser encaixadas nos cantos diagonalmente opostos. Pelo menos 15 mm de fio devem permanecer dentro da perna de ajuste para uso seguro.

**NO** De vinklede stengene (**B**) skal monteres på diagonalt motsatte hjørner. Minst 15 mm tråd må forbli inne i justeringsbenet for sikker bruk.

**DK** De vinklede stænger (**B**) skal monteres på diagonalt modsatte hjørner. Mindst 15 mm tråd skal forblive inde i justeringsbenet for sikker brug.

**SE** De vinklade stängerna (**B**) bör monteras i diagonalt motsatta hörn. Minst 15 mm tråd måste vara kvar i justeringsbenet för säker användning.

**NL** De schuine staven (**B**) moeten in diagonaal tegenoverliggende hoeken worden geplaatst. Er moet ten minste 15 mm draad in het stelbeen blijven voor veilig gebruik.

**GR** Οι γωνιακές ράβδοι (**B**) πρέπει να τοποθετούνται σε διαγώνια αντίθετες γωνίες. Τουλάχιστον 15 χιλιοστά του νήματος πρέπει να παραμείνουν στο εσωτερικό του ποδιού προσαρμογής για ασφαλή χρήση.