

**EN** PROVIDES SUPPORT AND STABILITY BY ACTING AS BOTH A RAISED TOILET SEAT AND A TOILET SURROUND RAIL. BUILT IN ARMS SUPPORT THE USER IN A HIGH POSITION FOR EASIER TRANSFER, WHILE THE 10CM (4IN) RISE MAKES IT EASIER TO STAND FROM A SEATED POSITION.



IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER/ OWNER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR LOCAL RISK ASSESSMENTS. CHECK FOR STABILITY BEFORE EACH USE. PERIODICALLY CHECK FIXINGS FOR TIGHTNESS.

**FR** FOURNIT SOUTIEN ET STABILITÉ EN AGISSANT À LA FOIS COMME SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ ET COMME RAIL DE TOILETTE. LES BRAS INTÉGRÉS SOUTIENNENT L'UTILISATEUR EN POSITION HAUTE POUR UN TRANSFERT PLUS FACILE, TANDIS QUE L'ÉLÉVATION DE 10 CM (4IN) FACILITE LA POSITION ASSISE.

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR / PROPRIÉTAIRE DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION INITIALE ET RÉGULIÈRE DES RISQUES LOCAUX. VÉRIFIEZ LA STABILITÉ AVANT CHAQUE UTILISATION. VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT L'ÉTANCHÉITÉ DES FIXATIONS.

**DE** BIETET UNTERSTÜTZUNG UND STABILITÄT, INDEM ES SOWOHL ALS ERHÖHTER TOILETTENSITZ ALS AUCH ALS TOILETTENUMRANDUNGSSCHIENE FUNGIERT. EINGEBAUTE ARME UNTERSTÜTZEN DEN BENUTZER IN EINER HOHEN POSITION FÜR EINE EINFACHERE ÜBERTRAGUNG, WÄHREND DIE 10 CM (4 IN) -HÖHE DAS STEHEN AUS EINER SITZENDEN POSITION ERLEICHTERT.

ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS / EIGENTÜMERS, EINE ERSTE UND REGELMÄßIGE LOKALE RISIKOBEWERTUNG DURCHFÜHREN. VOR JEDEM GEBRAUCH AUF STABILITÄT PRÜFEN. ÜBERPRÜFEN SIE DIE BEFESTIGUNGEN REGELMÄßIG AUF FESTEN SITZ.

**IT** FORNISCE SUPPORTO E STABILITÀ AGENDO SIA COME SEDILE DEL WATER RIALZATO CHE COME BINARIO PER WC. I BRACCI INCORPORATI SOSTENGONO L'UTENTE IN POSIZIONE ALTA PER UN TRASFERIMENTO PIÙ FACILE, MENTRE L'ALZATA DI 10 CM (4 IN) RENDE PIÙ FACILE STARE IN PIEDI DA UNA POSIZIONE SEDUTA.

È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE / PROPRIETARIO ESEGUIRE UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI LOCALE INIZIALE E REGOLARE. VERIFICARE LA STABILITÀ PRIMA DI OGNI UTILIZZO. CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA TENUTA DEI FISSAGGI.

**ES** BRINDA APOYO Y ESTABILIDAD AL ACTUAR COMO UN ASIENTO DE INODORO ELEVADO Y UN RIEL ENVOLVENTE DEL INODORO. LOS BRAZOS INCORPORADOS SOSTIENEN AL USUARIO EN UNA POSICIÓN ALTA PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA, MIENTRAS QUE LA ALTURA DE 10 CM (4 IN) HACE QUE SEA MÁS FÁCIL PARARSE DESDE UNA POSICIÓN SENTADA.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO / PROPIETARIO REALIZAR EVALUACIONES DE RIESGO LOCALES INICIALES Y PERIÓDICAS. COMPRUEBE LA ESTABILIDAD ANTES DE CADA USO. COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE QUE LAS FIJACIONES ESTÉN BIEN AJUSTADAS.



# ENTERPRISE

## RAISED TOILET SEAT WITH ARMS

Welcome to your new Gordon Ellis product.  
 We hope that it proves a useful aid in your daily life.



**SEE INSIDE AND REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS**  
 AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:  
 EN FR DE IT ES




MAXIMUM USER WEIGHT	POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT	PESO MASSIMO SOPPORTATO
190 Kg	PESO MÁXIMO DEL USUARIO
420 lbs	



**EN** ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE MANUFACTURER - CONTACT DETAILS BELOW  
**FR** TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT PENDANT L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES CI-DESSOUS  
**DE** JEDER SCHWERE UNFALL WÄHREND DES GEBRAUCHS MUSS EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN UNTEN  
**IT** QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICA DURANTE L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL PRODUTTORE - DETTAGLI DI CONTATTO DI SEGUITO  
**ES** CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE A EC REP - DETALLES DE CONTACTO A CONTINUACIÓN

Your ENTERPRISE RAISED TOILET SEAT WITH ARMS was specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



**CLEANING INSTRUCTIONS** INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE  
**REINIGUNGSANWEISUNGEN** ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  
**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**



**EN** WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER.  
**FR** ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE.  
**DE** MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN.  
**IT** PULIRE CON UN PANNINO NON ABRASIVO E ACQUA SAPONOSA.  
**ES** LIMPIELO CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA CON JABÓN.

PH 5 - 9



DESIGNED & MADE IN THE UK



MD

IFU-REF 6241/1/1120-1

**GORDON ELLIS & CO.**  
 TRENT LANE  
 CASTLE DONINGTON  
 DERBY, ENGLAND DE74 2AT

PART REF 6241/1







EC REP

**AUTHORISED REPRESENTATIVE**  
 ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA





## FIXING INSTRUCTIONS



### EN

1. LOOSEN EXISTING TOILET SEAT FROM UNDERNEATH. **DO NOT REMOVE.**
2. SLIDE FITTING BRACKET UNDER EXISTING TOILET SEAT FITTINGS FROM BEHIND.
3. STABILISE WITH ONE OR TWO SLOTTED WASHERS PROVIDED, IF NECESSARY.
4. RE-TIGHTEN TOILET SEAT FIXINGS.
5. FIT ENTERPRISE BY HOOKING THE BRACKET INTO THE MOST SUITABLE SLOT FOR YOUR TOILET. ENSURE SEAT IS PARALLEL.
6. CHECK STABILITY AND TIGHTNESS BEFORE USE.

### FR

1. DESSERREZ LE SIÈGE DE TOILETTE EXISTANT EN DESSOUS. **NE PAS LE RETIRER.**
2. GLISSEZ LE SUPPORT DE FIXATION SOUS LA MONTURE DU SIÈGE DE TOILETTE EXISTANT DE DERRIÈRE.
3. STABILISEZ AVEC UNE OU DEUX RONDELLES À FENTE FOURNIES SI NÉCESSAIRE.
4. RESSERREZ LES FIXATIONS DU SIÈGE DES TOILETTES.
5. FIXEZ ENTERPRISE EN ACCROCHANT LE SUPPORT DANS LA RAINURE LA MIEUX ADAPTÉE À VOTRE TOILETTE. ASSUREZ-VOUS QUE LE SIÈGE SOIT PARALLÈLE.
6. VÉRIFIEZ LA STABILITÉ ET L'ÉTANCHÉITÉ AVANT UTILISATION.

### DE

1. DEN VORHANDENEN TOILETENSITZ VON UNTEN LÖSEN. **NIDIT ABNEHMEN.**
2. DIE HALTERUNGEN VON HINTEN UNTER DIE VORHAUDENEN SITZBEFESTIGUNGEN FÜHREN.
3. FALLS ERFORDERLICH, MIT EINEM ODER ZWEI GESCHLITZTEN. DISTANZSTÜCKEN AUS GUMMI STABILISIEREN.
4. ZIEHEN SIE DIE TOILETTENSITZBEFESTIGUNGEN WIEDER FEST.
5. ENTERPRISE ANBAUEN, INDEM DIE HALTERUNG IN DEN AM BESTEN GEEIGNETEN SCHLITZ IHRER TOILETTE EINGEHAKT WIRD. SICHERSTELLEN, DAß DER SITZ PARALLEL IST.
6. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE STABILITÄT UND DICHTHEIT.

### IT

1. ALLENTARE DAL DI SOTTO LA TAVOLETTA ESISTENTE. **NON RIMUOVERE.**
2. INSERIRE DA DIETRO LE STAFFE SOTTO GLI ELEMENTI DI MONTAGGIO DELLA TAVOLETTA ESISTENTE.
3. SE NECESSARIO, RENDERE STABILE CON UNA O DUE RONDELLE SFINESTRATE FORNITE.
4. STRINGERE NUOVAMENTE I FISSAGGI DEL SEDILE DEL WATER.
5. POSIZIONARE ENTERPRISE AGGANCIANDO LA STAFFA NEL PUNTO PIÙ CONVENIENTE PER IL VOSTRO WC. ASSICURARSI CHE LA TAVOLETTA SIA PARALLELA.
6. VERIFICARE LA STABILITÀ E LA TENUTA PRIMA DELL'USO.

### ES

1. SUELTE POR DEBAJO EL ASIENTO DEL SANITARIO EXISTENTE. **NO LO SAQUE.**
2. DESLICE LOS SOPORTES DE FIJACIÓN DEBAJO DEL ASIENTO EXISTENTE DESDE ATRÁS.
3. ESTABLECE SI ES NECESARIO CON UNA O DOS DE LAS ARANDELAS SUMINISTRADAS.
4. VUELVA A APRETAR LAS FIJACIONES DEL ASIENTO DEL INODORO.
5. INSTALE EL ASIENTO ENTERPRISE ENGANCHANDO EL SOPORTE EN LA RANURA MÁS CONVENIENTE DE SU SANITARIO. ASEGÚRESE QUE EL ASIENTO ESTÉ PARALELO.
6. COMPRUEBE LA ESTABILIDAD Y LA ESTANQUEIDAD ANTES DE USAR.