





TIMBERRY KURVE COMMUNE CHAIR

Welcome to your new Gordon Ellis product.
We hope that it proves a useful aid in your daily life.

Your **TIMBERRY KURVE COMMUNE CHAIR** was specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY, ENGLAND DE74 2AT



AUTHORISED REPRESENTATIVE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND
FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA



MD

IFU-REF 56551/1123-1

REF 55500 + 56551 TO 56560





VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

[gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare)





@EllisHealthcare



❶ ASSEMBLY INSTRUCTIONS



❶ COMMODE INSTRUCTIONS






ASSEMBLY INSTRUCTIONS: 1. SLOT THE LEGS TOGETHER AND SECURE USING THE SMALL SCREW. 2. REMOVE THE SEAT PAD AND PAN. 3. TURN THE SEAT OVER AND SECURE THE LEGS AT THE FOUR FIXING POINTS. 4. RETURN THE PAN AND SEAT PAD. ENSURE PAN HANDLE IS VERTICAL TO LOCK THE LID BEFORE REMOVAL. **COMMODE INSTRUCTIONS:** 1. REMOVE THE SEAT PAD. 2. STORE THE SEAT PAD IN A SAFE LOCATION WHILE USING AS A COMMODE. 3. REMOVE THE LID FROM THE PAN - ENSURE THE HANDLE REMAINS DOWN TO ALLOW REMOVAL. USE THE COMMODE. 4. RETURN THE LID. LIFT THE PAN FROM THE COMMODE ENSURING THE HANDLE IS VERTICAL TO LOCK THE LID. FOLLOWING WASTE DISPOSAL, RETURN THE PAN AND SEAT PAD.

CHECK FOR STABILITY BEFORE EACH USE - STATIC USE ONLY. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE OWNER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR RISK ASSESSMENTS. PERIODICALLY CHECK ALL FIXINGS FOR TIGHTNESS AND ADJUST AS NECESSARY.

A = MAXIMUM USER WEIGHT.
B = WIPE WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER.

ANY **SERIOUS ACCIDENT** OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE **EC REP** (EU CUSTOMERS) OR THE **MANUFACTURER** (UK & NON-EU CUSTOMERS)



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE: 1. EMBÔTÉZ LES PIEDS ENSEMBLE ET FIXEZ-LES À L'AIDE DE LA PETITE VIS. 2. RETIREZ LE COUSSIN DE SIÈGE ET LE PLATEAU. 3. RETOURNEZ LE SIÈGE ET FIXEZ LES PIEDS AUX QUATRE POINTS DE FIXATION. 4. REMETTEZ LA CASSEROLE ET LE COUSSIN DE SIÈGE. ASSUREZ-VOUS QUE LA POIGNÉE DE LA CASSEROLE EST VERTICALE POUR VERROUILLER LE COUVERCLE AVANT DE LE RETIRER. **INSTRUCTIONS POUR COMMODE:** 1. RETIREZ LE COUSSIN DU SIÈGE. 2. RANGEZ LE COUSSIN DE SIÈGE DANS UN ENDROIT SÛR LORSQUE VOUS L'UTILISEZ COMME CHAISE D'AISANCE. 3. RETIREZ LE COUVERCLE DE LA CASSEROLE - ASSUREZ-VOUS QUE LA POIGNÉE RESTE BAISSÉE POUR PERMETTRE LE RETRAIT. UTILISER LA COMMODE. 4. METTRE LE COUVERCLE. SOULEVEZ LA CASSEROLE DE LA COMMODE EN VOUS ASSURANT QUE LA POIGNÉE EST VERTICALE POUR VERROUILLER LE COUVERCLE. APRÈS L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS, RETOURNEZ LA CASSEROLE ET LE COUSSIN DE SIÈGE.

VÉRIFIER LA STABILITÉ AVANT CHAQUE UTILISATION - UTILISATION STATIQUE UNIQUEMENT. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION INITIALE ET RÉGULIÈRE DES RISQUES. VÉRIFIEZ PÉRIODIQUEMENT L'ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES FIXATIONS ET AJUSTEZ-LES SI NÉCESSAIRE.

A = POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR.
B = ESSUYER AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE.

TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT LORS DE L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU REPRÉSENTANT CE (CLIENTS EUROPÉENS)



MONTAGE INSTRUCTIES: 1. SCHUIF DE POTEN IN ELKAAR EN ZET ZE VAST MET DE KLEINE SCHROEF. 2. VERWIJDER HET ZITKUSSEN EN DE PAN. 3. DRAAI DE STOEL OM EN ZET DE POTEN VAST AAN DE VIER BEVESTIGINGSPUNTEN. 4. PLAATS DE PAN EN HET ZITKUSSEN TERUG. ZORG ERVOOR DAT HET HANDVAT VAN DE PAN VERTICAAL STAAT OM HET DEKSEL TE VERGRENDELEN VOORDAT U HET VERWIJDERT. **COMMODO INSTRUCTIES:** 1. VERWIJDER HET ZITKUSSEN. 2. BEWAAR HET ZITKUSSEN OP EEN VEILIGE PLAATS TERWIJL U HET GEBRUIKT ALS COMMODO. 3. VERWIJDER HET DEKSEL VAN DE PAN - ZORG ERVOOR DAT HET HANDVAT NAAR BENEDEN BLIJFT OM VERWIJDERING MOGELIJK TE MAKEN. GEBRUIK DE COMMODO. 4. PLAATS HET DEKSEL TERUG. TIL DE PAN VAN DE COMMODO EN ZORG ERVOOR DAT HET HANDVAT VERTICAAL STAAT OM HET DEKSEL TE VERGRENDELEN. BRENG NA HET WEGGOOIEN DE PAN EN HET ZITKUSSEN TERUG.

CONTROLEER VOOR ELK GEBRUIK OP STABILITEIT - ALLEEN STATISCH GEBRUIK. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EIGENAAR OM EEN EERSTE EN REGELMATIGE RISICOBEOORDELING UIT TE VOEREN. CONTROLEER REGELMATIG ALLE BEVESTIGINGEN OP VASTHEID EN PAS DEZE INDIEN NODIG AAN.

A = MAXIMAAL GEBRUIKERSGEWICHT.
B = VEEG AF MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN ZEEPSOP.

ELK ERNSTIG ONGEVAL DAT DOOR GEBRUIK ONTSTAAT, MOET WORDEN GEMELD AAN DE EC-VERTEGENWOORDIGER (EU-KLANTEN)



MONTAGEANLEITUNG: 1. STECKEN SIE DIE BEINE ZUSAMMEN UND SICHERN SIE SIE MIT DER KLEINEN SCHRAUBE. 2. ENTFERNEN SIE DAS SITZPOLSTER UND DIE WANNE. 3. DREHEN SIE DEN SITZ UM UND BEFESTIGEN SIE DIE BEINE AN DEN VIER BEFESTIGUNGSPUNKTEN. 4. BRINGEN SIE DIE PFANNE UND DAS SITZPOLSTER ZURÜCK. STELLEN SIE SICHER, DASS DER PFANNENGRIFF SENKRECHT STEHT, UM DEN DECKEL VOR DEM ABNEHMEN ZU VERRIEGELN. **COMMODO ANLEITUNG:** 1. ENTFERNEN SIE DAS SITZPOLSTER. 2. BEWAHREN SIE DAS SITZPOLSTER AN EINEM SICHEREN ORT AUF, WÄHREND SIE ES ALS NACHTSITZ UHL VERWENDEN. 3. ENTFERNEN SIE DEN DECKEL VON DER PFANNE – STELLEN SIE SICHER, DASS DER GRIFF UNTEN BLEIBT, UM DAS ENTFERNEN ZU ERMÖGLICHEN. BENUTZE DIE KOMMODE. 4. BRINGEN SIE DEN DECKEL ZURÜCK. HEBEN SIE DIE PFANNE VON DER KOMMODE UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER GRIFF SENKRECHT STEHT, UM DEN DECKEL ZU VERRIEGELN. GEBEN SIE NACH DER NTSORGUNG PFANNE UND SITZPOLSTER ZURÜCK.

PRÜFEN SIE DIE STABILITÄT VOR JEDEM GEBRAUCH – NUR STATISCHER GEBRAUCH. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES EIGENTÜMERS, EINE ANFÄNGLICHE UND REGELMÄßIGE RISIKOBEWERTUNG DURCHZUFÜHREN. ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄßIG ALLE BEFESTIGUNGEN AUF FESTEN SITZ UND STELLEN SIE SIE BEI BEDARF EIN.

A = MAXIMALES BENUTZERGEWICHT.
B = MIT EINEM NICHT SCHEURIGEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN.

JEDER SCHWERE UNFALL, DER DURCH DEN GEBRAUCH ENTSTEHET, SOLLTE DEM EC-VERTRETER (EU-KUNDEN) GEMELDET WERDEN



INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 1. JUNTA LAS PATAS Y ASEGÚRALAS CON EL TORNILLO PEQUEÑO. 2. RETIRE LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO Y LA BANDEJA. 3. DÉ LA VUELTA AL ASIENTO Y FIJE LAS PATAS EN LOS CUATRO PUNTOS DE FIJACIÓN. 4. DEVUELVA LA BANDEJA Y LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO. ASEGÚRESE DE QUE EL ASA DE LA SARTÉN ESTÉ VERTICAL PARA BLOQUEAR LA TAPA ANTES DE QUITARLA. **INSTRUCCIONES DE COMODE:** 1. RETIRE LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO. 2. GUARDE LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO EN UN LUGAR SEGURO MIENTRAS LA USA COMO INODORO. 3. RETIRE LA TAPA DE LA CACEROLA; ASEGÚRESE DE QUE EL ASA PERMANEZCA HACIA ABAJO PARA PODER RETIRARLA. USA EL INODORO. 4. DEVOLVER LA TAPA. LEVANTE LA BANDEJA DEL INODORO ASEGURÁNDOSE DE QUE EL ASA ESTÉ VERTICAL PARA BLOQUEAR LA TAPA. DESPUÉS DE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, DEVUELVA LA BANDEJA Y LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO.

VERIFIQUE LA ESTABILIDAD ANTES DE CADA USO: SOLO USO ESTÁTICO. ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO LLEVAR A CABO EVALUACIONES DE RIESGO INICIALES Y PERIÓDICAS. REVISE PERIÓDICAMENTE TODAS LAS FIJACIONES PARA VER SI ESTÁN APRETADAS Y AJUSTE SEGÚN SEA NECESARIO.

A = PESO MÁXIMO DEL USUARIO.
B = LIMPIAR CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA CON JABÓN.

CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE SE PRODUZCA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE AL REPRESENTANTE DE LA CE (CLIENTES DE LA UE)



KOOSTAMISE JUHISED: 1. LÜKAKE JALAD KOKKU JA KINNITAGE VÄIKESE KRUVIGA. 2. EEMALDAGE ISTMEPADI JA ALUST. 3. POORAKE ISTE ÜMBER JA KINNITAGE JALAD NELJAST KINNITUSPUNKTIST. 4. PANGE ALUST JA ISTMEPADI TAGASI. KAANE LUKUSTAMISEKS ENNE EEMALDAMIST VEENDUGE, ET PANNI KÄEPIDE OLEKS VERTIKAALNE. **KOMMODI JUHISED:** 1. EEMALDAGE ISTMEPADI. 2. HOIDKE ISTMEPADJA KUMMUTINA KASUTAMISE AJAL KINDLAS KOHAS. 3. EEMALDAGE PANNILT KAAS – EEMALDAMISE VÕIMALDAMISEKS VEENDUGE, ET KÄEPIDE JÄÄB ALLAPOOLE. KASUTA KUMMUTIT. 4. PANGE KAAS TAGASI. TÕSTKE PANNI KUMMULI KÜLJEST LAHTI, TAGADES, ET KÄEPIDE ON KAANE LUKUSTAMISEKS VERTIKAALNE. PÄRAST JÄÄTME TE KÕRVALDAMIST TAGASTAGE PANNI JA ISTMEPADI.

KONTROLLIGE ENNE IGA KASUTUSKORDA STABIILSUST – AINULT STAATILISEL KASUTAMISEL. ESIALGNE JA KORRAPÄRANE RISKIANALÜÜS ON OMANIKU KOHUSTUS. KONTROLLIGE PERIOODILISELT KÕIGI KINNITUSTE TIHEDUST JA VAJADUSEL REGULEERIGE.

A = KASUTAJA MAKSIMAALNE KAAL.
B = PÜHKIGE MITTEABRASIIVSE LAPIGA JA SEEBIVEEGA.

IGAST KASUTAMISE KÄIGUS TOIMUNUD TÕSISEST ÕNNETUSEST TULEB TEATADA EC ESINDAJALE (EU KLIENDID)



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1. ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΒΙΔΑ. 2. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΨΙ. 3. ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ. 4. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΤΑΨΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΘΙΓΑΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΠΚΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ. **COMMODO ΟΔΗΓΙΕΣ:** 1. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ. 2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΘΕΣΗ ΕΝΩ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΩΣ ΚΟΜΟΔΙΝΟ. 3. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΚΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΙΓΑΝΙ - ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΛΑΒΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΟ. 4. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΑΠΚΑΚΙ. ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΟ ΘΙΓΑΝΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΛΑΒΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΠΚΑΚΙ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΤΑΨΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.

ΕΛΕΓΧΤΕ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ - ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΣΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΙΝΑΥΝΟΥ. ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΕ ΠΑΝΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

A = ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ.
B = ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΛΕΙΑΝΙΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΟΝΕΡΟ.

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΕ (ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ)



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: 1. INCASTRATE LE GAMBE E FISSATE CON LA PICCOLA VITE. 2. RIMUOVERE IL CUSCINO DEL SEDILE E LA PADELLA. 3. CAPOVOLGERE IL SEDILE E FISSARE LE GAMBE NEI QUATTRO PUNTI DI FISSAGGIO. 4. RESTITUIRE LA PADELLA E IL CUSCINO DEL SEDILE. ASSICURARSI CHE LA MANIGLIA DELLA PADELLA SIA VERTICALE PER BLOCCARE IL COPERCHIO PRIMA DELLA RIMOZIONE. **ISTRUZIONI PER LA COMODA:** 1. RIMUOVERE IL CUSCINO DEL SEDILE. 2. CONSERVARE IL CUSCINO DEL SEDILE IN UN LUOGO SICURO DURANTE L'UTILIZZO COME COMODA. 3. RIMUOVERE IL COPERCHIO DALLA PADELLA - ASSICURARSI CHE LA MANIGLIA RIMANGA ABBASSATA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE. USA IL COMO. 4. RIMETTERE IL COPERCHIO, SOLLLEVARE LA PADELLA DAL COMO ASSICURANDOSI CHE LA MANIGLIA SIA VERTICALE PER BLOCCARE IL COPERCHIO. DOPO LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RESTITUIRE LA PADELLA E IL CUSCINO DEL SEDILE.

CONTROLLARE LA STABILITÀ PRIMA DI OGNI UTILIZZO - SOLO PER USO STATICO. È RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO EFFETTUARE UNA PRIMA E PERIODICA VALUTAZIONE DEI RISCHI. CONTROLLARE PERIODICAMENTE TUTTI I FISSAGGI PER VERIFICARNE LA TENUTA E REGOLARE SE NECESSARIO.

A = PESO MASSIMO DELL'UTENTE.
B = PULIRE CON UN PANNINO NON ABRASIVO E ACQUA INSAPONATA.

QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICA ATTRAVERSO L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL RAPPRESENTANTE EC (CLIENTI DELL'UE)



KOKOAMISOHJEET: 1. LIITÄ JALAT YHTEEN JA KIINNITÄ PIENELLÄ RUUVILLA. 2. IRROTA ISTUINYNNY JA ALUSTA. 3. KAÄNNÄ ISTUIN YMPÄRI JA KIINNITÄ JALAT NELJÄÄN KIINNITYSKOHTAAN. 4. PALAUTA POHJA JA ISTUINYNNY. VARMISTA, ETÄ KATTILAN KAHA ON PYSTYSUORASSA LUKITAKSESI KANNEN ENNEN POISTAMISTA. **COMMODO-OHJEET:** 1. IRROTA ISTUINYNNY. 2. SÄILYTÄ ISTUINYNNYÄ TURVALLISESSA PAIKASSA, KUN KÄYTÄT SITÄ LIPASTONA. 3. POISTA KANSI KATTILASTA – VARMISTA, ETÄ KAHVA PYSYY ALASPÄIN. JOTTA SE VOIDAAN POISTAA. KÄYTÄ PUKUA. 4. PALAUTA KANSI. NOSTA KATTILTA POIS KOMMODOSTA VARMISTAEN, ETÄ KAHVA ON PYSTYSUORASSA KANNEN LUKITSEMISEKSI. PALAUTA ASTIA JA ISTUINYNNY JÄTTEENHÄVITYKSEN JÄLKEEN.

TARKISTA VAKAUS ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ - VAIN STAATTINEN KÄYTTÖ. OMISTAJAN VASTUULLA ON TEHDÄ ALUSTAVA JA SÄÄNNÖLLINEN RISKIARVIOINTI. TARKISTA SÄÄNNÖLLESTI KAIKKIEN KIINNIKKEIDEN KIREYS JA SÄÄDÄ TARVITTAESSA.

A = KÄYTTÄJÄÄN ENINMÄISPAINO.
B = PYYHI HANKAAMATTOMALLA LIINALLA JA SAIPPUAVEDELLÄ.

KAIKISTA KÄYTÖN YHTEYDESSÄ SATTUNEISTA VAKAVISTA ONNETTO MUUKSISTA TULEE ILMOITTAÄ EC-EDUSTAJALLE (EU-ASIAKKAAT)



ÖSSZESZERELÉS ÚTMUTATÓ: 1. ILLESZTE ÖSSZE A LÁBAKAT ÉS RÖGÖZÍTSE A KIS CSAVARRAL. 2. TÁVOLÍTSA EL AZ ÜLÉSPÁRNÁT ÉS A SERPENYŐT. 3. FORDÍTSA MEG AZ ÜLÉST, ÉS RÖGÖZÍTSE A LÁBAKAT A NÉGY RÖGÖZÍTÉSI PONTON. 4. TEGYE VISSZA A SERPENYŐT ÉS AZ ÜLÉSPÁRNÁT. ÜGYELJEN ARRRA, HOGY AZ EDÉNY FOGANTYÚJA FÜGGŐLEGESEN ÁLLJON, HOGY A FEDŐT LEVÉTEL ELŐTT RÖGÖZÍTSE. **ÚTMUTATÓ A KOMMÓDÁHOZ:** 1. TÁVOLÍTSA EL AZ ÜLÉSPÁRNÁT. 2. TÁROLJA AZ ÜLÉSPÁRNÁT BIZTONSÁGOS HELYEN, MIKÖZBEN KOMÓDKÉNT HASZNÁLJA. 3. VEGYE LE A FEDŐT A SERPENYŐRŐL – ÜGYELJEN ARRRA, HOGY A FOGANTYÚ LEFELÉ MARADJON AZ ELTÁVOLÍTÁSHOZ. HASZNÁLJA A KOMÓDOT. 4. TEGYE VISSZA A FEDELET. EMEJJE FEL A SERPENYŐT A KOMÓDRÓL, ÜGYELVE ARRRA, HOGY A FOGANTYÚ FÜGGŐLEGESEN ÁLLJON A FEDÉL RÖGÖZÍTÉSÉHEZ. A HULLADÉKKEZELÉST KÖVETŐEN VIGYE VISSZA A SERPENYŐT ÉS AZ ÜLÉSPÁRNÁT.

MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE A STABILITÁST – CSAK STATIKUS HASZNÁLATRA. A TULAJDONOS FELELŐSSÉGE A KEZDETI ÉS RENDSZERES KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSE. IDŐNKÉNT ELLENŐRIZZE AZ ÖSSZES RÖGÖZÍTÉS SZOROSÁGÁT, ÉS SZÜKSÉG SZERINT ÁLLÍTSA BE.

A = MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY.
B = TÖRÖLJE LE NEM KARCOLÓ RONGGYAL ÉS SZAPPANOS VÍZZEL.

A HASZNÁLAT SORÁN BEKÖVETKEZETT MINDEN SÚLYOS BALESETET JELENTENI KELL AZ EC KÉPVISELŐJÉNEK (EU ÜGYFELEKNEK)

LV

MONTĀŽA INSTRUKCIJA: 1. SALIECIET KĀJAS KOPĀ UN NOSTIPRINIET, IZMANTOJOT MAZO SKRŪVI. 2. NONĒMIET SĒDEKĻA PALIKTNI UN PANNŪ. 3. APGRIEZIET SĒDEKĻI OTRĀDI UN NOSTIPRINIET KĀJAS ČETROS STIPRINĀJUMA PUNKTOS. 4. ATGRIEZIET PANNŪ UN SĒDEKĻA PALIKTNI. NODROŠINIET, LAI PANNAS ROKTURIS BŪTU VERTIKĀLS, LAI PIRMS NONĒMŠANAS NOFIKSĒTU VĀKU. **KOMMODE INSTRUKCIJAS:** 1. NONĒMIET SĒDEKĻA PALIKTNI. 2. UZGLABĀJIET SĒDEKĻA PALIKTNI DROŠĀ VIETĀ, VIENLAIKUS IZMANTOJOT TO KĀ KUMODE. 3. NONĒMIET VĀKU NO PANNAS — PĀRLIECINIETIES, KA ROKTURIS PALIEK UZ LEJU, LAI TO VARĒTU NONĒMT. IZMANTOT KUMODI. 4. ATGRIEZIET VĀKU, PACELIET PANNŪ NO KUMODES, NODROŠINOT, KA ROKTURIS IR VERTIKĀLS, LAI NOFIKSĒTU VĀKU. PĒC ATKRITUMU IZMĒŠANAS ATGRIEZIET PANNŪ UN SĒDEKĻA PALIKTNI.

PIRMS KATRĀS LIETOŠANAS PĀRBAUDIET STABILITĀTI - TIKAI STATISKAI LIETOŠANAI, ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMS IR VEIKT SĀKOTNĒJO UN REGULĀRO RISKĀ NOVĒRTĒJUMU, PERIODISKI PĀRBAUDIET VISU STIPRINĀJUMU HERMĒTISKUMU UN PĒC VAJADZĪBAS NOREGULĒJIET.

A = MAKSIMĀLAIS LIETOTĀJA SVARS.
B = NOSLAUKIET AR NEABRAZĪVU DRĀNU UN ZIEPŪDENI.

JEBKURŠ NOPIETNS NEGADĪJUMS, KAS NOTICIS LIETOŠANAS LAIKĀ, JĀZIŅO EC PĀRSTĀVIM (EU KLIENTIEM)

MT

STRUZZJONIJET TA ' ASSEMBLAT: 1. WAHĦAL IS-SAQAJN FLIMKIEN U WAHĦALĦA BILLI TUŽA L-KAMIN ŽĠHIR. 2. NEHĦI L-KUXXINETT TAS-SEDIL U PAN. 3. DAWWAR IS-SEDIL U WAHĦAL IS-SAQAJN FL-ERBA 'PUNTI TA' TWAHĦIL. 4. LURA L-PAN U L-KUXXINETT TAS-SEDIL. ŽĠGURA LI L-MANKU TAL-PAN HUVA VERTIKALI BIEX TISSAKKAR L-GĦATU QABEL MA TITNEHĦA. **STRUZZJONIJET KOMMODE:** 1. NEHĦI L-KUXXINETT TAS-SEDIL. 2. AĦŒEN IL-KUXXINETT TAS-SEDIL FPOST SIGUR WAQT LI TUŽA BĦALA KOMMODE. 3. NEHĦI L-GĦATU MILL-PAN - TIZGURA LI L-MANKU JIBQA 'L ISFEL BIEX JIPPERMETTI T-TNEHĦIJA. UZA L-KOMMODE. 4. LURA L-GĦATU. LIFT IT-TAGEN MILL-KOMMODE U TIZGURA LI L-MANKU HUVA VERTIKALI BIEX TISSAKKAR L-GĦATU. WARA R-RIMI TAL-ISKART, ERGA' LURA T-TAGEN U L-KUXXINETT TAS-SEDIL.

IČĒEKĶJA GHALL-ISTABILTĀ QABEL KULL UŽU - UŽU STATIKU BISS. HIJA R-RESPONSABBILTĀ TAS-SID LI JWETTAQ VALUTAZZJONI TAR-RISKJU INIZJALI U REGOLARI. IČĒEKĶJA PERJODIKAMENT IT-TWAHĦIL KOLLU GHALL-ISSIKKAR U AĠĠUSTA KIF MEĦTIEG.

A = PIŽ MASSIMU TAL-UTENT.
B = IMSAH B'CARRUTA LI MA TROBUX U ILMA BIS-SAPUN.

KWALUNKWE INČIDENT SERJU LI JSEHĦ BL-UŽU GHANDU JĠĠI RRAPPURTAT LIR-RAPPREZENTANT TAL-EC (KLJENTI TAL-UE)

PT

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM: 1. ENCAIXE AS PERNAS JUNTAS E PRENDA COM O PEQUENO PARAFUSO. 2. REMOVA A ALMOFADA DO ASSENTO E A BANDEJA. 3. VIRE O ASSENTO E FIXE AS PERNAS NOS QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO. 4. DEVOLVA A PANELA E A ALMOFADA DO ASSENTO. CERTIFIQUE-SE DE QUE A ALÇA DA PANELA ESTEJA NA VERTICAL PARA TRAVAR A TAMPA ANTES DA REMOÇÃO. **INSTRUÇÕES DO CÔMODO:** 1. REMOVA A ALMOFADA DO ASSENTO. 2. GUARDE A ALMOFADA DO ASSENTO EM UM LOCAL SEGURO AO USÁ-LA COMO UMA CÔMODA. 3. REMOVA A TAMPA DA PANELA - CERTIFIQUE-SE DE QUE A ALÇA PERMANEÇA ABAIXADA PARA PERMITIR A REMOÇÃO. USE A CÔMODA. 4. DEVOLVA A TAMPA. LEVANTE A PANELA DA CÔMODA, CERTIFICANDO-SE DE QUE A ALÇA ESTEJA NA VERTICAL PARA TRAVAR A TAMPA. APÓS O DESCARTE DE RESÍDUOS, DEVOLVA O RECIPIENTE E A ALMOFADA DO ASSENTO

VERIFIQUE A ESTABILIDADE ANTES DE CADA USO - SOMENTE USO ESTÁTICO. É RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE RISCO INICIAL E REGULAR. VERIFIQUE PERIODICAMENTE TODAS AS FIXAÇÕES QUANTO AO APERTO E AJUSTE CONFORME NECESSÁRIO.

A = PESO MÁXIMO DO USUÁRIO.
B = LIMPE COM PANO NÃO ABRASIVO E ÁGUA COM SABÃO.

QUALQUER ACIDENTE GRAVE OCORRIDO DURANTE O USO DEVE SER RELATADO AO REPRESENTANTE DA CE (CLIENTES DA UE)

LT

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS: 1. SUJUNKITE KOJELES IR PRITVIRTINKITE MAŽU VARŽTŪ. 2. NUIMKITE SĒDYNĒS PAGALVĒLĒ IR PADEKLĀ. 3. APVERSKITE SĒDYNĒ IR PRITVIRTINKITE KOJELES KĒTURIUOSE TVIRTINIMO TAŠKUOSE. 4. GRAŽINKITE PADĒKLĀ IR SĒDYNĒS PADĀ. ĪSITIKINKITE, KAD KEPTUVĒS RANKENA YRA VERTIKALI, KAD UŽFIKSUOTUMĒTE DANGTĮ PRIEŠ NUIMDAMI. **KOMODĒS INSTRUKCIJOS:** 1. NUIMKITE SĒDYNĒS PAGALVĒLĒ. 2. SĒDYNĒS PAGALVĒLĒ LAIKYKITE SAUGIOJE VIETOEJE. NAUDODAMI KAIP KOMODĀ. 3. NUIMKITE KEPTUVĒS DANGTĮ – ĪSITIKINKITE, KAD RANKENA LIEKA ŽĒMYN, KAD BŪTŪ GALIMA ĪŠIMTI. NAUDOKITE KOMODĀ. 4. GRAŽINKITE DANGTĮ. PAKĒLKITE KEPTUVĒ NUO KOMODOS, KAD RANKENA BŪTŪ VERTIKALI, KAD UŽSIFIKSUOTUMĒTE DANGTĮ. ĪŠMETĒ ATLIEKAS, GRAŽINKITE INDA IR SĒDYNĒS PAGALVĒLĒ.

PRIEŠ KIEKVIENĀ NAUDOJIMĀ PATIKRINTI, AR STABILUMAS – TIK STATINIS. SAVININKO PĀREĠGA YRA ATLIKTI PIRMINĪ IR REGULĀRU RIZIKOS VERTINĪMĀ, PERIODĪŠKĀ TIKRINKITE VISŪ TVIRTINĪMO DETALIŪ SANDARUMĀ IR PRĪREIKUS SUREGULĪUOKITE.

A = MAKSIMĀLĀS VARTOTOJO SVORIS.
B = NUVALYKITE NEABRAZVIU SKUDURĒLIU IR MUILUOTU VANDENIU.

APIE KIEKVIENĀ RĪMĀ NELAIMĪNGĀ ATSIKĪMĀ, ĪVYKŪS NAUDOJANT, REIKĪA PRANEŠĒTI EC ATSTOVIU (EU KLIENTAMS)

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU: 1. ZŁOŻ NOGI RAZEM I SKRĘĆ MAŁĄ ŚRUBKĄ. 2. ZDEJMĪJ PODUSZKĘ SIEDZISKA I MIEDNICĘ. 3. OBRÓĆ SIEDZISKO I ZABEZPIEC NOGI W CZTERECH PUNKTACH MOCOWANIA. 4. ZWRÓĆ MIEDNICĘ I PODUSZKĘ SIEDZISKA. PRZED ZDJIĘCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE UCHWYT PATELNI JEST USTAWIONY PIONOWO, ABY ZABLOKOWAĆ POKRYWĘ. **INSTRUKCJA KOMORY:** 1. ZDEJMĪJ PODKŁADKĘ SIEDZISKA. 2. PRZECHOWUJ PODKŁADKĘ W BEZPIECZNYM MIEJSKU, GDY UŻYWASZ JEJ JAKO KOMODY. 3. ZDEJMĪJ POKRYWKĘ Z PATELNI – UPEWNIJ SIĘ, ŻE UCHWYT POZOSTAJE OPUSCZONY, ABY UMOŻLIWIĆ ZDJĘCIE. SKORZYSTAJ Z KOMODY. 4. ZWRÓĆ POKRYWKĘ, PODNIĘŚ PATELNIĘ Z KOMODY, UPEWNIJAJĄC SIĘ, ŻE UCHWYT JEST USTAWIONY PIONOWO, ABY ZABLOKOWAĆ POKRYWKĘ. PO WYRZUCENIU ODPADÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ MISKĘ I PODUSZKĘ SIEDZISKA.

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM SPRAWDŹ STABILNOŚĆ – WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU STATYCZNEGO. ZA PRZEPROWADZANIE WSTĒPNEJ I REGULARNEJ OCENY RYZYKA ODPOWIADA WŁAŚCICIEL. OKRESOWO SPRAWDZAJ WSZYSTKIE MOCOWANIA POD KĄTEM DOKRĘCENIA I W RAZIE POTRZEBY WYREGULUJ.

A = MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA.
B = WYTRZĘC NIEŚCIERNĄ SZMATKĄ I WODĄ Z MYDŁEM.

KAŻDY POWAŻNY WYPADEK POWSTAŁY W WYNIKU UŻYTKOWANIA NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZEDSTAWICIELOWI EC (KLIENTOM Z UE)

RO

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE: 1. STRĂNGETI PICIOARELE ÎMPREUNĂ ȘI FIXAȚI CU ȘURUBUL MIC. 2. SCOATEȚI PERNA DE SCAUN ȘI TAVA. 3. ÎNTOARCEȚI SCAUNUL ȘI FIXAȚI PICIOARELE ÎN CELE PATRU PUNCTE DE FIXARE. 4. RETURNAȚI TIGAIĂ ȘI SUPORTUL PENTRU SCAUN. ASIGURAȚI-VĂ CĂ MĂNERUL TIGAII ESTE VERTICAL PENTRU A BLOCA CAPACUL ÎNAIȚE DE ÎNDEPĂRTARE. **INSTRUCȚIUNI DE COMODĂ:** 1. SCOATEȚI PERNUȚA SCAUNULUI. 2. DEPOZITAȚI PERNUȚA SCAUNULUI ÎNTR-UN LOC SIGUR ÎN TIMP CE ESTE FOLOSITĂ CA O COMODĂ. 3. SCOATEȚI CAPACUL DIN TIGAIĂ - ASIGURAȚI-VĂ CĂ MĂNERUL RĂMĂNE ÎN JOSE PENTRU A PERMITE ÎNDEPĂRTAREA. FOLOSEȘTE COMODA. 4. ÎNTOARCEȚI CAPACUL. RIDICAȚI TIGAIĂ DIN COMODĂ, ASIGURĂNDU-VĂ CĂ MĂNERUL ESTE VERTICAL PENTRU A BLOCA CAPACUL DUPĂ ELIMINAREA DESEURILOR, RETURNAȚI VASUL ȘI SUPORTUL PENTRU SCAUN.

VERIFICAȚI STABILITATEA ÎNAIȚE DE FIECARE UTILIZARE - NUMAI PENTRU UTILIZARE STATICĂ. ESTE RESPONSABILITATEA PROPRIETARULUI SĂ EFECTUEZE O EVALUARE ÎNȚĂLĂ ȘI PERIODICĂ A RISURILOR. VERIFICAȚI PERIODIC TOATE ELEMENTELE DE FIXARE PENTRU ETANȘEITATE ȘI REGLAȚI DACĂ ESTE NECESAR.

A = GREUTATEA MAXIMĂ A UTILIZATORULUI.
B = ȘTERGEȚI CU O CĂRPĂ NEABRAZIVĂ ȘI APĂ CU SĂPUN.

ORICE ACCIDENT GRAV CARE APARE ÎN URMA UTILIZĂRII TREBUIE RAPORTAT REPREZENTANTULUI EC (CLIENTII UE)

SL

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE: 1. ZATAKNITE NOGE SKUPAJ IN JIH PRITRDITE Z MAJHNIM VIJAKOM. 2. ODSTRANITE SEDEŽNO BLAZINO IN POSODO. 3. OBRNITE SEDEŽ IN PRITRDITE NOGE NA ŠTIRI PRITRDILNE TOČKE. 4. VRNITE POSODO IN SEDEŽNO BLAZINO. ZAGOTOVITE, DA JE ROČAJ POSODE NAVPIČEN, DA ZAKLENETE POKROV. PREDEN GA ODSTRANITE. **NAVODILA ZA KOMODO:** 1. ODSTRANITE SEDEŽNO BLAZINO. 2. SHRANJUIJTE SEDEŽNO BLAZINO NA VARNEM MESTU, MEDTEM KO JO UPORABLJATE KOT KOMODO. 3. ODSTRANITE POKROV S PONVE – ZAGOTOVITE, DA OSTATE ROČAJ NAVZDOL, DA GA LAHKO ODSTRANITE. UPORABITE KOMODO. 4. VRNITE POKROV. DVIGNITE PONEV IZ KOMODE IN SE PREPRIČAJTE, DA JE ROČAJ NAVPIČEN, DA ZAKLENETE POKROV. PO ODLAGANJU ODPADKOV VRNITE POSODO IN SEDEŽNO BLAZINO.

PRED VSAKO UPORABO PREVERITE STABILNOST – SAMO ZA STATIČNO UPORABO. LASTNIK JE ODGOVOREN ZA IZVAJANJE ZAČETNIH IN REDNIH OCVEN TVEGANJA. OBČASNO PREVERITE TESNOST VSEH PRITRDILNIH ELEMENTOV IN JIH PO POTREBI PRILAGODITE.

A = NAJVEČJA TEŽA UPORABNIKA.
B = OBRISIȚE Z NEABRAZIVNO KRPO IN MILNICO.

VSAKO RESNO NESREČO, DO KATERE PRIDE MED UPORABO, JE TREBA PRIJAVITI PREDSTAVNIKU EC (STRANKE V EU)

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ: 1. СЛОБЕТЕ КРАКАТА ЗАЕДНО И ГИ ЗАКРЕПЕТЕ С МАЛКИЯ ВИНТ. 2. ОТСТРАНЕТЕ ПОДЛОЖКАТА НА СЕДАЛКАТА И ТИГАНА. 3. ОБРЪНТЕ СЕДАЛКАТА И ЗАКРЕПЕТЕ КРАКАТА В ЧЕТИРИТЕ ФИКСИРАЩИ ТОЧКИ. 4. ВЪРНЕТЕ ТАВАТА И ПОДЛОЖКАТА НА СЕДАЛКАТА. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДРЪЖКАТА НА ТИГАНА Е ВЕРТИКАЛНА, ЗА ДА ЗАКЛЮЧИТЕ КАПАКА, ПРЕДИ ДА ГО ИЗВАДИТЕ. **ИНСТРУКЦИИ ЗА КОМОДА:** 1. ОТСТРАНЕТЕ ПОДЛОЖКАТА НА СЕДАЛКАТА. 2. СЪХРАНЯВАЙТЕ ПОДЛОЖКАТА НА СЕДАЛКАТА НА БЕЗОПАСНО МЯСТО. ДОКАТО Я ИЗПОЛЗВАТЕ КАТО КОМОД. 3. СВАЛЕТЕ КАПАКА ОТ ТИГАНА - УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДРЪЖКАТА ОСТАВА НАДОЛУ, ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВАДИ. ИЗПОЛЗВАЙ КОМОДА. 4. ВЪРНЕТЕ КАПАКА. ПОВДИГНЕТЕ ТИГАНА ОТ ШКАФА, КАТО СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ДРЪЖКАТА Е ВЕРТИКАЛНА, ЗА ДА ЗАКЛЮЧИТЕ КАПАКА. СЛЕД ИЗВЪРЪЛАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ВЪРНЕТЕ ТАВАТА И ПОДЛОЖКАТА НА СЕДАЛКАТА.

ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА СТАБИЛНОСТ ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА - САМО СТАТИЧНА УПОТРЕБА. ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА Е ДА ИЗВЪРШВА ПЪРВОНАЧАЛНА И РЕДОВНА ОЦЕНКА НА РИСКА. ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ВСИЧКИ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТЪГНАТОСТ И РЕГУЛИРАЙТЕ, АКО Е НЕОБХОДИМО.

A = МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
B = ИЗВЪРШЕТЕ С НЕАБРАЗИВНА КЪРПА И САПУНЕНА ВОДА.

ВСЯКА СЕРИОЗНА АВАРИЯ, ВЪЗНИКНАЛА ПРИ УПОТРЕБА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОКЛАДВАНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ЕК (КЛИЕНТИ ОТ ЕС)

SK

POKYNY NA MONTÁŽ: 1. SPOJTE NOHY DOHROMADY A ZAISTITE POMOČOU MALEJ SKRUTKY. 2. VYBERTE PODLOŽKU SEDADLA A PANVICU. 3. OTOČTE SEDADLO A ZAISTITE NOHY V ŠTYROCH UPEVŇOVACÍCH BODOCH. 4. VRÁŤTE PANVICU A PODLOŽKU SEDADLA. PRED ODSTRÁNENIM SKONTROLUJTE, ČI JE RUKOVÁŤ PANVICE VO ZVISLEJ POLOHE, ABY SA VEKO UZAMKLO. **NÁVOD NA KOMODU:** 1. ODSTRÁŇTE PODLOŽKU SEDADLA. 2. PRI POUŽÍVANÍ AKO KOMODA ULOŽTE PODLOŽKU NA BEZPEČNOM MIESTE. 3. ODSTRÁŇTE POKRIEVKU Z PANVICE – UJISTE SA, ŽE RUKOVÁŤ ZOSTANE SPADENÁ, ABY STE JU MOHLI VYBRAŤ. POUŽITE KOMODU. 4. VRÁŤTE VEKO. NADVIHNITE PANVICU Z KOMODY A UJISTITE SA, ŽE RUKOVÁŤ JE VO ZVISLEJ POLOHE, ABY SA VEKO UZAMKLO. PO LIKVIDÁCIÍ ODPADU VRÁŤTE PANVICU A PODLOŽKU SEDADLA.

PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SKONTROLUJTE STABILITU - IBA STATICKÉ POUŽITIE. ZA VYKONANIE POČIATOČNÉHO A PRAVIDELNÉHO HODNOTENIA RIZIKA JE ZODPOVEDNÝ VLASTNÍK. PRAVIDELNE KONTROLUJTE TESNOSŤ VŠETKÝCH UPEVŇOVACÍCH PRVKOV A PODĽA POTREBY ICH UPRAVTE.

A = MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA.
B = UTRITE NEABRAZÍVNOU HANDRÍČKOU A MYDLOVOU VODOU.

AKÁKOLVEK VÁŽNA NEHODA, KU KTOREJ DÔJDE PRI POUŽÍVANÍ, BY MALA BYŤ NAHLÁSENÁ EC REP (ZÁKAZNÍCI V EÚ)

SV

MONTERINGSINSTRUKTIONER: 1. SÄTT IHOP BENEN OCH FÄST MED DEN LILLA SKRUVEN. 2. TA BORT SITTDYNNAN OCH PANNAN. 3. VÄND PÅ SÄTET OCH FÄST BENEN VID DE FYRA FÄSTPUNKTERNA. 4. SÄTT TILLBAKA PANNAN OCH SITTDYNNAN. SE TILL ATT KASTRULLENS HANDTAG ÄR VERTIKALT FÖR ATT LÄSA LOCKET INNAN DU TAR BORT DET. **KOMMODE INSTRUKTIONER:** 1. TA BORT SITTDYNNAN. 2. FÖRVARA SITTDYNNAN PÅ EN SÄKER PLATS NÄR DEN ANVÄNDS SOM EN KOMMOD. 3. TA BORT LOCKET FRÅN PANNAN - SE TILL ATT HANDTAGET FÖRBLIR NERE FÖR ATT TILLÄTA BORTTAGNING. ANVÄND KOMMODEN. 4. SÄTT TILLBAKA LOCKET. LYFT KASTRULLEN FRÅN KOMMODEN OCH SE TILL ATT HANDTAGET ÄR VERTIKALT FÖR ATT LÄSA LOCKET. EFTER AVFALLSHANTERING, RETURNERA PANNAN OCH SITTDYNNAN.

KONTROLLERA FÖR STABILITET FÖRE VARJE ANVÄNDNING - ENDAST STATISK ANVÄNDNING. DET ÄR ÄGARENS ANSVAR ATT GENOMFÖRA EN INLEDANDE OCH REGELBUNDEN RISKBEDÖMNING. KONTROLLERA REGELBUNDET ATT ALLA FÄSTEN ÄR TÄTA OCH JUSTERA VID BEHOV.

A = MAX ANVÄNDARVIKT.
B = TORKA AV MED EN TRASA UTAN SLIPMEDEL OCH TVÄLVATTEN.

ALLA ALLVARLIGA OLYCKOR SOM INTRÄFFAR GENOM ANVÄNDNING BÖR RAPPORTERAS TILL EC-REPRESENTANTEN (EU-KUNDER)



UPUTE ZA SASTAVLJANJE: 1. SPOJITE NOGE I PRIČVRSTITE IH MALIM VIJKOM. 2. UKLONITE PODLOGU SJEDALA I POSUDU. 3. PREOKRENITE SJEDALO I PRIČVRSTITE NOGE NA ČETIRI TOČKE PRIČVRŠĆIVANJA. 4. VRATITE POSUDU I PODLOGU ZA SJEDALO. UVJERITE SE DA JE RUČKA POSUDE OKOMITA KAKO BISTE ZAKLUČALI POKLOPAC PRIJE UKLANJANJA. **UPUTE ZA KOMODU:** 1. UKLONITE PODLOGU ZA SJEDALO. 2. POHRANITE PODLOGU ZA SJEDALO NA SIGURNO MJESTO DOK JE KORISTITE KAO KOMODU. 3. SKINITE POKLOPAC S POSUDE - PAZITE DA RUČKA OSTANE PREMA DOLJE KAKO BI SE OMOGUĆILO UKLANJANJE. KORISTITI KOMODICIJU. 4. VRATITE POKLOPAC. PODIGNITE TAVU S KOMODE PAZEŽI DA JE RUČKA OKOMITA KAKO BISTE ZAKLUČALI POKLOPAC. NAKON ODLAGANJA OTPADA VRATITE POSUDU I PODLOGU ZA SJEDALO.

PROVJERITE STABILNOST PRIJE SVAKE UPORABE - SAMO ZA STATIČNU UPORABU. ODGOVORNOST JE VLASNIKA ZA PROVODENJE POČETNE I REDOVITE PROCJENE RIZIKA. POVREMENO PROVJERAVAJTE ZATEGNUMOST SVIH PRIČVRŠĆIVAČA I PO POTREBI IH PODESITE.

A = MAKSYMALNA TEŽINA KORISNIKA.

B = OBRISIŠTE NEABRAZIVNOM KRPOM I SAPUNICOM.

SVAKU OZBIJNU NESREĆU KOJA SE DOGODI KORIŠTENJEM TREBA PRIJAVITI EC-U (KUPCI IZ EU)



MONTÁŽNÍ POKYNY: 1. ZASUŇTE NOHY K SOBĚ A ZAJISTĚTE POMOCÍ MALÉHO ŠROUBU. 2. VYJMĚTE PODLOŽKU SEDADLA A PÁŇEV. 3. OTOČTE SEDADLO A ZAJISTĚTE NOHY VE ČTYŘECH UPEVNŮVACÍCH BODECH. 4. VRÁŤTE PÁŇEV A PODLOŽKU SEDADLA. PŘED SEJMUTÍM ZAJISTĚTE, ABY RUKOJEŤ PÁŇEV BYLA SVISLE, ABY SE VÍKO UZAMKLO. **NÁVOD NA KOMODU:** 1. SEJMĚTE PODLOŽKU SEDADLA. 2. PŘI POUŽITÍ JAKO KOMODA ULOŽTE PODLOŽKU NA BEZPEČNÉ MÍSTO. 3. SEJMĚTE VÍKO Z PÁŇVE - UJISTĚTE SE, ŽE RUKOJEŤ ZŮSTÁVÁ DOLE, ABY BYLO MOŽNÉ SEJMOUT. POUŽIJTE KOMODU. 4. VRÁŤTE VÍKO. ZVEDNĚTE PÁŇEV Z KOMODY A UJISTĚTE SE, ŽE RUKOJEŤ JE SVISLE, ABY SE VÍKO UZAMKLO. PO LIKVIDACI ODPADU VRÁŤTE PÁŇEV A PODLOŽKU.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE STABILITU - POUZE STATICKÉ POUŽITÍ. JE ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA PROVÁDĚT POČÁTEČNÍ A PRAVIDELNÁ HODNOCENÍ RIZIK. PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE TĚSNOST VŠECH UPEVNĚNÍ A PODLE POTŘEBY UPRAVTE.

A = MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE.

B = OTŘEŠTE NEABRAZIVNÍ LÁTKOU A MÝDLOVOU VODOU.

JAKÁKOLI VÁŽNÁ NEHODA, KE KTERÉ DOJDE PŘI POUŽÍVÁNÍ, BY MĚLA BÝT NAHLÁŠENA EC REP (ZÁKAZNÍCI V EU)



MONTERINGSVEJLEDNING: 1. SÆT BENENE SAMMEN OG FASTGØR DEM MĚD DEN LILLE SKRUE. 2. FJERN SÆDEPUDEN OG PANDEN. 3. VEND SÆDET OG FASTGØR BENENE VED DE FIRE FASTGØRELSESPUNKTER. 4. RETURNER GRYDEN OG SÆDEPUDEN. SØRG FOR, AT GRYDEHÅNDETAGET ER LODRET FOR AT LÅSE LÅGET, FØR DET FJERNES. **COMMODE**

INSTRUKTIONER: 1. FJERN SÆDEPUDEN. 2. OPBEVAR SÆDEPUDEN ET SIKKERT STED, MENS DEN BRUGES SOM TOILETSTOL. 3. FJERN LÅGET FRA GRYDEN - SØRG FOR, AT HÅNDETAGET FORBLIVER NEDE FOR AT TILLADE FJERNELSE. BRUGE KOMMODEN. 4. SÆT LÅGET TILBAGE. LØFT GRYDEN FRA KOMMODEN, OG SØRG FOR, AT HÅNDETAGET ER LODRET FOR AT LÅSE LÅGET. EFTER BORTSKAFFELSE AF AFFALD, RETURNER GRYDEN OG SÆDEPUDEN.

KONTROLLER FOR STABILITET FØR HVER BRUG - KUN STATISK BRUG. DET ER EJERENS ANSVAR AT FORETAGE EN INDLÆDENE OG REGELMÆSSIG RISKOVURDERING. KONTROLLER JÆVNLIGT ALLE FASTGØRELSE FOR TÆTHED OG JUSTER EFTER BEHOV.

A = MAKSIMAL BRUGERVÆGT.

B = AFTØR MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND.

ENHVER ALVORLIG ULYKKE, DER OPSTÅR VED BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL EC-REPRÆSENTANTEN (EU-KUNDER)



Produit soumis à une règle de tri

Triman - Indicates recycling and sorting rules (only relevant for France)



FR

NOTICE



VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

gordonellis.healthcare

@EllisHealthcare

