

GB

1. Insert four pillars into slots under bathboard.
2. Position Cosby Bathboard over bath and adjust brackets for fit.
3. Tighten pillars by twisting.
4. Test for stability
5. Clean with non-scratch detergent.

F

1. Insérer les quatre montants dans les fentes sous la tablette de baignoire.
2. Placer la tablette de baignoire Cosby sur la baignoire et régler les supports de fixation.
3. Serrer les montants en les faisant tourner.
4. Tester la stabilité.
5. Nettoyer à l'aide d'un détergent non abrasif.

D

1. Vier Stützen in Schlitz unter Wannentabrett einfügen.
2. Wannentabrett „Cosby“ über Badewanne positionieren und Halterungen paßgenau einstellen.
3. Stützen durch Drehen anziehen.
4. Auf Stabilität prüfen
5. Mit nicht scheuerndem Mittel reinigen.

I

1. Inserite i quattro perni nelle apposite allocazioni poste sul lato inferiore del ripiano.
2. Posizionate il ripiano trasversale modello Cosby sulla vasca da bagno e regolate le staffe di fissaggio.
3. Serrate i perni facendoli ruotare.
4. Verificate la stabilità
5. Pulite con detergenti non abrasivi.

E

1. Inserte las cuatro columnas en las ranuras de debajo de la tabla de baño.
2. Coloque la tabla de baño Cosby sobre la bañera y ajuste las abrazaderas.
3. Apriete las columnas haciéndolas girar.
4. Compruebe su estabilidad
5. Limpie con detergente no abrasivo.

P

1. Introduza os quatro pilares nas ranhuras situadas na parte de baixo da tábua para banheira.
2. Posicione a Tábua para Banheira Cosby sobre a banheira e ajuste as poleias para o fixar.
3. Gire os pilares para os apertar.
4. Teste a estabilidade
5. Limpe com detergente não abrasivo.

NL

1. Plaats de vier poten in de openingen aan de onderkant van de badplank.
2. Plaats de Cosby badplank over het bad en stel de steunen af.
3. Draai de poten vast.
4. Test of het geheel stabiel is.
5. Reinigen met een niet-schurend reinigingsmiddel.

DK

1. Sæt fire stolper i noterne under bordet.
2. Læg Cosby badekarsbordet hen over badekarret, og justér beslagene, så det passer.
3. Stram stolperne ved at dreje dem.
4. Afprøv, om det er stabilt.
5. Rengøres med et rengøringsmiddel, der ikke ridser.

S

1. Sätt in fyra pelare i spåren under badkarsbrädet.
2. Placera badkarsbrädet över badkaret och justera fästordningarna så att de passar.
3. Dra åt pelarna genom att vrida dem.
4. Kontrollera att det sitter stabilt.
5. Rengör med icke repande rengöringsmedel.

N

1. Stikk de fire stenderne inn i sporene under badebrettet.
2. Sett Cosby badebrett over karet og juster beslagene for tilpasning.
3. Stram til stenderne ved å vri på dem.
4. Test for stabilitet.
5. Rengjør med vaskemiddel som ikke riper.


FIN

1. Työnnä neljä tukea kylpyammelaudan alla oleviin reikiin.
2. Aseta Cosby-kylpyammeen päälle ja säädä kannattimet sopiviksi.
3. Kiristä tuet kiertämällä niitä.
4. Tarkista tukevuus.
5. Puhdista naarmuttamattomalla pesuaineella.

EL

1. Τοποθεήστε μέσα τέσσερις στύλους μέσα στις εσοχές κάτω από τη σανίδα του μπάνιου.
2. Τοποθεήστε τη Σανίδα Μπάνιου Cosby πάνω στο μπάνιο και ρυθμίστε τις κοσόλες για εφαρμογή.
3. Σφίξτε τους στύλους στρίβοντας.
4. Εξετάστε για σταθερότητα.
5. Καθαρίστε με απαρουπαντικό χωρίς γρατζουνίσματα.

Welcome To Gordon Ellis & Co. Home Healthcare Products



**GORDON
ELLIS
& CO**

**MANUFACTURERS IN
WOOD AND PLASTIC**


ESTABLISHED 1893

Cosby Over- Bathboard



Maximum user weight:
Poids maximum de l'utilisateur:
Maximales Benutzerergewicht:
Peso massimo sopportato:
Peso máximo del usuario:
Peso máximo de uso:

Maximumgewicht van gebruiker:
Maks. brugervægt:
Högsta användarvikt:
Maksimum brukervekt:
Suurin käyttöpaino:
Ανώτατο όριο βάρους του χρήστη:

6406, 6407:  190kg

64075:  300kg

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Part no. L'article No. Teile-Nr. Codice Nº de pieza: Peça nº | Onderdeelnr. Styknr. Del nr. Delenr. Osa nro Αρ. Ανταλλακτικού | 6406, 6407 & 64075 |
| Made in EU Fabriqué dans l'Union Européenne In der EU hergestellt Fabbricato nella UE Fabricado en la UE. Fabricado na U.E. | Vervaardigd in de EU Fremstillet i EU Tillverkad i EU Produsert i EU Valmistettu EU:ssa Κατασκευάστηκε στην ΕΕ | |

*For other details of Gordon Ellis products for elderly and disabled people,
please contact your supplier, or Gordon Ellis direct.*

www.gordonellis.com

TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY DE74 2NP
ENGLAND
TEL: (01332) 810504
INT: + 44 1332 810504
FAX: (01332) 850830
INT: + 44 1332 850830
gordon.ellis@gordonellis.co.uk
www.gordonellis.com

Company registered in England:
No. 231734
VAT No. GB 428 4666 26

6406/0204

