

ENTERPRISE RAISED TOILET SEAT

Article No. 6240/1

FITTING INSTRUCTIONS

1. Loosen existing toilet seat from underneath. Do not remove.
2. Slide fitting bracket under existing toilet seat fittings from behind.
3. Stabilise with one or two slotted washers provided, if necessary.
4. Tighten.
5. Fit ENTERPRISE by hooking the bracket into the most suitable slot for your toilet. Ensure seat is parallel.
6. Check tightness of fit from time to time.
7. Clean with non-scratch detergent.

Maximum user weight 190 kg.

Made in EU
Gordon Ellis & Co.
Derby. GB-DE74 2NP

For other details of Gordon Ellis products for elderly and disabled people, please contact your supplier, or Gordon Ellis direct.

REHAUSSE POUR WC ENTERPRISE

Article No. 6240/1

MODE D'EMPLOI

1. Desserrez le siège de toilette existant en dessous.
Ne pas le retirer.
2. Glissez le support de fixation sous la monture du siège de toilette existant de derrière.
3. Stabilisez avec une ou deux rondelles à fente fournies si nécessaire.
4. Serrez.
5. Fixez ENTERPRISE en accrochant le support dans la rainure la mieux adaptée à votre toilette. Assurez-vous que le siège soit parallèle.
6. Vérifiez que le siège soit bien serré régulièrement.
7. Nettoyez avec un détergent non abrasif.

Poids maximum de l'utilisateur
190 kg

Fabriqué dans l'Union Européenne
Gordon Ellis & Co.
Derby. GB-DE74 2NP

Pour des informations sur les autres produits Gordon Ellis pour les personnes âgées et handicapées, veuillez contacter votre fournisseur ou Gordon Ellis directement.

ENTERPRISE TOILETT- ENSITZERHOHUNG

Artikel-Nr 6240/1

EINBAUANLEITUNG

1. Den vorhandenen Toiletensitz von unten lösen. Nidit abnehmen.
2. Die Halterungen von hinten unter die vorhandenen Sitzbefestigungen führen.
3. Falls erforderlich, mit einem oder zwei geschlitzten. Distanzstücken aus Gummi stabilisieren.
4. Festziehen.
5. ENTERPRISE anbauen, indem die Halterung in den am besten geeigneten Schlitz ihrer Toilette eingehakt wird.
6. Den festen Sitz von Zeit zu Zeit überprüfen.
7. Zur Reinigung nur nicht scheuernde Mittel verwenden.

Höchstgewicht des Benutzers:
190 kg

In der EU hergestellt
Gordon Ellis & Co., Derby
DE74 2NP, GB

Wenn Sie Einzelheiten über andere Produkte von Gordon Ellis für ältere und behinderte Menschen wünschen, fragen Sie bitte Ihren Händler oder setzen Sie sich direkt mit Gordon

TAVOLETTA RIALZATA PER WC ENTERPRISE

Articolo N°: 6240/1

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Allentare dal di sotto la tavoletta esistente.
Non rimuovere
2. Inserire da dietro le staffe sotto gli elementi di montaggio della tavoletta esistente
3. Se necessario, rendere stabile con una o due rondelle sfinate fornite
4. Serrare
5. Posizionare ENTERPRISE agganciando la staffa nel punto più conveniente per il vostro wc. Assicurarsi che la tavoletta sia parallela
6. Controllare periodicamente che il dispositivo sia ben fissato
7. Pulire con detersivo non abrasivo

Peso massimo utente: 190kg

Fabbricato nella UE
Gordon Ellis & Co. Derby
GB-DE74 2NP

Per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti della Gordon Ellis per gli anziani e invalidi, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore oppure direttamente alla Gordon Ellis.

ASIENTO ELEVADO ENTERPRISE PARA SANITARIO

Artículo No. 6240/1

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Suelte por debajo el asiento del sanitario existente. No lo saque.
2. Deslice los soportes de fijación debajo del asiento existente desde atrás.
3. Estabilice si es necesario con una o dos de las arandelas suministradas.
4. Aprete.
5. Instale el asiento ENTERPRISE enganchando el soporte en la ranura más conveniente de su sanitario. Asegúrese que el asiento esté paralelo.
6. Compruebe de vez en cuando que el asiento esté apretado.
7. Limpie con detergente no abrasivo.

Peso máximo del usuari 190 kg

Hecho en la UE
Gordon Ellis / Co. Derby-
GB-DE74 2NP

Si desea detalles de otros productos de Gordon Ellis para ancianos y minusválidos, por favor contacte a su distribuidor, o a Gordon Ellis directamente.



**GORDON
ELLIS
& CO**

**MANUFACTURERS IN
WOOD AND PLASTIC
ESTABLISHED 1893**



**Enterprise
Raised Toilet
Seat**

TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY DE74 2NP
ENGLAND
TEL: (01332) 810504
INT: + 44 1332 810504
FAX: (01332) 850830
INT: + 44 1332 850830
E-Mail: gordonellis@gordonellis.co.uk
<http://www.gordonellis.com>

Company registered in England
No. 231734
VAT No. GB 428 4666 26



