



DERBY[®] TAP TURNERS

Welcome to your new Gordon Ellis product.
We hope that it proves a useful aid in your daily life.



EN ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE EC REP (EU CUSTOMERS) OR THE MANUFACTURER (UK & NON-EU CUSTOMERS) - CONTACT DETAILS OVER LEAF

FR TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENU LORS DE L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES SUR LA FEUILLE

DE JEDER SCHWERE UNFALL, DER DURCH DEN GEBRAUCH ENTSTEHT, SOLLTE DEM EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN ÜBER BLATT

IT EVENTUALI INCIDENTI GRAVI CHE SI VERIFICANO DURANTE L'USO DEVONO ESSERE SEGNALATI AL EC REP - I DETTAGLI DI CONTATTO SULL'ANTA

ES CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE AL EC REP - DETALLES DE CONTACTO EN LA HOJA



SEE REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS
AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES: **EN FR DE IT ES**

Your **DERBY TAP TURNERS** were specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY. ENGLAND DE74 2AT

EC REP

AUTHORISED REPRESENTATIVE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND
FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013
MALTA



MD

IFU-REF 60802/1220-3

PART REF 60802 + 60800

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK


gordonellis.healthcare
 @EllisHealthcare




INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI GEBRAUCHSANWEISUNG
ISTRUZIONI PER L'USO INSTRUCCIONES DE USO

- EN** IDEAL FOR THOSE WITH ARTHRITIS, POOR GRIP AND POOR FINE MOTOR COORDINATION. DESIGNED FOR DOMESTIC AND LIGHT PROFESSIONAL USE SUCH AS IN CARE HOMES. COMPATIBLE WITH THE MAJORITY OF CRYSTAL AND CROSS HEAD STYLE TAPS. NOT COMPATIBLE WITH MIXER, LEVER OR MONOBLOCK STYLE TAPS. ENSURE THE DEVICE IS TIGHT ON THE TAP BEFORE USE. IF NECESSARY, TIGHTEN BY TURNING THE HANDLE CLOCKWISE. TAKE CARE NOT TO OVERTIGHTEN THE THE DEVICE. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER/ OWNER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR LOCAL RISK ASSESSMENTS.
- FR** IDÉAL POUR LES PERSONNES SOUFFRANT D'ARTHRITE, D'UNE MAUVAISE ADHÉRENCE ET D'UNE MAUVAISE COORDINATION MOTRICE FINE. CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE ET PROFESSIONNEL LÉGER COMME DANS LES MAISONS DE RETRAITE. COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ DES BANDES DE STYLE CRISTAL ET TÊTE CROISÉE. NON COMPATIBLE AVEC LES ROBINETS MÉLANGEURS, À LEVIER OU MONOBLOC. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST BIEN SERRÉ SUR LE ROBINET AVANT UTILISATION. SI NÉCESSAIRE, SERREZ EN TOURNANT LA POIGNÉE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE. VEILÉZ À NE PAS TROP SERRER L'APPAREIL. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR / PROPRIÉTAIRE DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION INITIALE ET RÉGULIÈRE DES RISQUES LOCAUX.
- DE** IDEAL FÜR MENSCHEN MIT ARTHRITIS, SCHLECHTEM GRIP UND SCHLECHTER FEINMOTORIK. ENTWICKELT FÜR DEN HÄUSLICHEN UND LEICHTEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH WIE IN PFLEGEHEIMEN. KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN BÄNDERN IM KRISTALL- UND KREUZKOPFSTIL. NICHT KOMPATIBEL MIT MIXER-, HEBEL- ODER MONOBLOCK-WASSERHÄHNEN. STELLEN SIE VOR DEM GEBRAUCH SICHER, DASS DAS GERÄT FEST AUF DEM WASSERHAHN SITZT. FALLS ERFORDERLICH, DURCH DREHEN DES GRIFFS IM UHRZEIGERSINN FESTZIEHEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT ZU FEST ANZUZIEHEN. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS / EIGENTÜMERS, EINE ERSTE UND REGELMÄßIGE LOKALE RISIKOBEWERTUNG DURCHFÜHREN.
- IT** IDEALE PER CHI SOFFRE DI ARTRITE, SCARSA PRESA E SCARSA COORDINAZIONE MOTORIA. PROGETTATO PER USO DOMESTICO E PROFESSIONALE LEGGERO COME NELLE CASE DI CURA. COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DEI NASTRI IN CRISTALLO E CON TESTA A CROCE. NON COMPATIBILE CON RUBINETTERIA TIPO MISCELATORE, MONOMANDO O MONOMANDO. ASEGURESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ BIEN APRETADO ANTES DE USARLO. SI ES NECESARIO, APRIETE GIRANDO LA MANILJA EN SENTIDO HORARIO. FARE ATTENZIONE A NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE IL DISPOSITIVO. È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE / PROPRIETARIO ESEGUIRE UNA VALUTAZIONE INIZIALE E REGOLARE DEI RISCHI LOCALI.
- ES** IDEAL PARA PERSONAS CON ARTRITIS, MAL AGARRE Y MALA COORDINACIÓN MOTORA FINA. DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO Y PROFESIONAL LIGERO, COMO EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS. COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LAS CINTAS DE ESTILO DE CRISTAL Y CRUZ. NO COMPATIBLE CON GRIFERÍA MONOMANDO, MONOMANDO O MONOMANDO. ASEGURESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ BIEN APRETADO ANTES DE USARLO. SI ES NECESARIO, APRIETE GIRANDO LA MANILJA EN SENTIDO HORARIO. TENGA CUIDADO DE NO APRETAR DEMASIADO EL DISPOSITIVO. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO / PROPIETARIO LLEVAR A CABO EVALUACIONES DE RIESGO LOCALES INICIALES Y PERIÓDICAS.

i CAPSTAN TAPS



i CRYSTAL TAPS



**CLEANING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
 REINIGUNGSANWEISUNGEN
 ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER
 ESSUYER AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE
 MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN
 PULIRE CON UN PANNONON ABRASIVO E ACQUA SAPONOSA
 LIMPIE CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA JABONOSA.